

BEAUTY NAILER®

Miracle Pick Upper

ミラクルピックアッパー



上/MPU-1 ピンクベース・ホワイトドットデザイン
 下/MPU-2 ホワイトベース・ピンクハートデザイン

品番	JANコード
MPU-1	4513105 052516
MPU-2	4513105 052752



単品:MPU-1

ご使用方法

- キャップをはずし、芯の先端部分をラインストーンやグリッターにやさしく付けてご使用ください。(強く押しすぎるとストーンなどを傷つける場合があります)
- ラインストーンの大きさにあわせて、削り器(キャップに付属)で先端部分の形状を整えてください。
- 芯の部分が汚れた場合も、削り器できれいにしてください。(汚れて吸着力に影響する場合があります)
- キャップの中をきれいにする時は右図のようにシルバー部分をあければ、掃除がしやすくなります。



単品:MPU-2

ご使用上の注意

- 室内温度を15~32度にてご使用ください。(芯の部分は温度が低いと硬くなり付着しにくく、高いと柔らかくなり付着しすぎてストーンなどに汚れなどが残る場合があります。)
- 使用しない時は汚れ防止のためキャップをしめてください。
- 高温や直射日光を避け、お子様の手の届かない所に保管してください。

実用新案登録 第3188778

- 定価: ¥ 350 (税抜き)
- 単品サイズ: W56×H203×D10mm
- 単品重量: 11g
- 内箱入数: 52ヶ
- 内箱サイズ: W317×H212×D61mm
- MADE IN CHINA